



ZIPPIE SALSA M² SALSA R²

A NOVA GERAÇÃO
DE CADEIRAS DE RODAS
ELÉTRICAS PEDIÁTRICAS



ZIPPIE **SALSA M²**

Suspensão independente nas 6 rodas e tecnologia anti balanço. A cadeira elétrica pediátrica com tração central Zippie Salsa M2 oferece manobrabilidade em espaços interiores e uma condução suave em terrenos irregulares.

A cadeira de rodas elétrica ZIPPIE Salsa M2 oferece a melhor manobrabilidade em espaços interiores. Graças à sua tecnologia e à tração central, bem como as dimensões compactas da base, consegue-se um raio de giro realmente reduzido (67 cm), o que permite à criança mover-se perfeitamente em espaços pequenos. Com uma largura total muito reduzida, (apenas 61 cm) e uma altura mínima de assento ao chão, para melhor acesso às mesas.

Mas não é tudo. ZIPPIE Salsa M2 proporciona além disso um grande rendimento no exterior. O seu incrível sistema de suspensão proporciona uma condução muito suave e estável, inclusive em terrenos irregulares ou subidas, superando passeios até 7,5 cm.

ÁGIL. COMPACTA. AJUSTÁVEL

// AJUSTÁVEL AO CRESCIMENTO

A unidade de assento é totalmente ajustável em largura e profundidade para se adaptar ao crescimento da criança.

// ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO

Com uma altura muito reduzida de apenas 40 cm desde a base do assento (sem módulos), e ajustável para se adaptar a qualquer mesa de trabalho ou de brincadeiras.

// ANTI-BALANÇO E SUSPENSÃO

O sistema anti balanço da base oferece estabilidade, minimizando os movimentos do corpo da criança e aumentando, por isso, a sua segurança



// 4 CORES DE ESTRUTURA

Azul, vermelho, branco ou preto mate.



ZIPPIE **SALSA R²**

Robusta e potente. A cadeira elétrica pediátrica com tração traseira ideal para o exterior.

Graças aos seus potentes motores, e à sua base com baterias de 60 Amp e rodas de grandes dimensões, a cadeira de rodas elétrica pediátrica ZIPPIE Salsa R2 garante um grande rendimento no exterior.

Além disso, tem umas dimensões compactas, o que permite à criança passar pelas portas estreitas e mover-se com facilidade entre o mobiliário doméstico. Com uma largura mínima de 60 cm (com rodas de 12,5") e de 62 cm (com rodas de 14"), e uma altura reduzida do assento ao chão para melhor acesso às mesas.

UM MUNDO POR DESCOBRIR



// SUSPENSÃO

Suspensão ajustável para uma condução mais cómoda



// AJUSTÁVEL AO CRESCIMENTO

A unidade de assento é totalmente ajustável em largura e profundidade para se adaptar ao crescimento da criança.



// BASE MODERNA E COMPACTA

Disponível em 3 cores: azul, vermelho e branco.

// RODAS DE GRANDES DIMENSÕES

Rodas dianteiras de 9" e traseiras de 12,5 ou 14" para se mover com facilidade em todos os terrenos.

// MOTORES DE 6 OU 10 KM/H

Potentes motores de 6 km/h ou de 10 km/h opcionais, de 2 ou 4 polos.



UNIDADE DE ASSENTO AJUSTÁVEL

O assento da Zippie Salsa é totalmente ajustável em largura e profundidade, para se poder adaptar a cadeira ao crescimento da criança. Também se podem regular: a altura e longitude dos apoios de braços, o ângulo do assento e a altura e ângulo do encosto. Graças ao desenho especial da base sólida, tem ainda a possibilidade de se instalar Jay ou outros sistemas assento. Tudo isto, sem esquecer uma amplíssima gama de opções e acessórios para se conseguir uma funcionalidade e conforto à medida da criança: elevação e basculação, apoio de cabeça, luzes e piscas, mesa-tabuleiro abatível...

Mesa-tabuleiro abatível e extraível (opcional)



Apoios de braços abatíveis standard que facilitam o acesso.



Módulo de elevação e basculação elétrica opcional, com ajuste do centro de gravidade.



Assento e encosto Comfort opcional para maior conforto e suporte postural.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zippie Salsa M² / Zippie Salsa R² // CADEIRAS DE RODAS ELÉTRICAS PEDIÁTRICAS

Peso máximo de utilizador	75 kg	Velocidade máxima	6 km/h (10 km/h opcional)
Largura do assento	Ajustável de 30 a 40 cm (em incrementos de 2 cm)	Baterias	Salsa M2: 60 Ah / Salsa R2: 60 Ah (70 Ah opcionais)
Profundidade do assento	Ajustável de 30 a 40 cm (em incrementos de 2 cm)	Eletrónica	VR2 standard, R-Net opcional
Altura do assento ao chão (sem módulos)	Salsa M2: desde 40 cm Salsa R2: desde 41,5 cm	Raio de giro	Salsa M2: 67 cm / Salsa R2: 91 cm
Basculação do assento	Manual: Ajustável. 0°, 3°, 6°, 9° Elétrica: de 0° a 30° ou de -5° a 25° (opcional)	Subida máx de segurança	8° (14%)
Altura do encosto	41 cm (± 2,5 cm)	Passeios	Salsa M2: 7,5 cm / Salsa R2: 10 cm
Reclinação do encosto	Manual: de -4 a 16 ° Elétrica: de 0° a 30°	Rodas	Salsa M2: centrais de 13"; dianteiras e traseiras de 7" Salsa R2: traseiras de 12,5" ou 14"; dianteiras de 9"
Largura total	Salsa M2: 61 cm Salsa R2: 60 cm (rodas 12,5") / 62 cm (rodas 14")	Cor da base	Salsa M2: Vermelho, Azul, Branco, Preto mate Salsa R2: Vermelho, Azul, Branco
Longitude total	Salsa M2: 112 cm / Salsa R2: 107 cm	Peso da cadeira	desde 120 kg (com baterias)
Altura total	Salsa M2: 92,5 cm / Salsa R2: 94,5 cm	Crash tested	Sim (aprovadas para o transporte em veículos conforme ISO 7176-19)

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Para mais informações sobre opções e configurações, por favor consulte o formulário de encomenda.

Os nossos produtos estão em contante processo de desenvolvimento, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o design dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

