

## SURÉLÉVATEUR DE TOILETTES EN MOUSSE INJECTÉE

Références	Désignation
09/7300	Sans couvercle
09/7301	Avec couvercle



### Atouts :

- Grande stabilité.
- Facilité d'utilisation et de mise en place.
- Mousse injectée pour un confort optimal.

### Mode d'emploi :

- Avant toute mise en place, il est nécessaire de s'assurer de la bonne tenue de la cuvette des toilettes.



Pour le modèle avec couvercle, ne pas extraire le **Rehosoft**<sup>®</sup> son emballage par le couvercle

- Montage : Poser simplement le surélévateur sur la cuvette des toilettes. Le **Rehosoft**<sup>®</sup> s'emboîte parfaitement et s'adapte à la majorité des cuvettes.
- La grande stabilité du **Rehosoft**<sup>®</sup> permet une sécurité d'utilisation optimale.

### Description :

- Dimensions : l 40 x L 42 x H 17 cm
- Hauteur de surélévation : 11,5 cm
- Poids net sans couvercle : 2,4 kg, poids net avec couvercle : 3 kg
- Poids maximum d'utilisation : 120 kg

### Composition :

- Enveloppe en Polychlorure de Vinyle (PVC),
- Mousse de Polyuréthane injectée,
- Couvercle en Polypropylène

### Entretien :

- Nettoyage : Eau savonneuse et tous produits courants.
- Désinfection : Dilution chlorée, aérosol de désinfection.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas immerger l'arrière du **Rehosoft**<sup>®</sup>.
- Éviter au maximum le contact avec des produits colorés.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

### Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 43 x 44,5 x 19,5 cm.
- Poids brut sans couvercle : 2,8 kg, poids brut avec couvercle : 3,4 kg.